

Control Externo Drogas de Abuso

EQA Proveedor: ESFEQA GmbH
Heidelberg

ESFEQA Jefe de Operaciones: Dr. D. Groche

Instrucciones

Notas:

Las precauciones usuales en el laboratorio para el manejo de material potencialmente infeccioso, aplican para estas muestras. Los donantes de orina fueron examinados y resultaron no reactivos para HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-HCV.

Varias tareas del Programa de Evaluación Externa, ocasionalmente son entregadas a sub-contratistas calificados. Sin embargo, ESFEQA es responsable ante los participantes del trabajo del sub-contratista.

Los resultados del análisis de las muestras no pueden ser discutidos con colegas de otros laboratorios antes de la fecha de cierre de la muestra.

Al registrarse, los participantes en este EQA comparten y aceptan los términos generales y condiciones de ESFEQA GmbH.

Estos términos pueden ser consultados en Línea accediendo a www.esfeqa.eu.

1. Uso

Las muestras están diseñadas para ser utilizadas como control cuantitativo de Programa de Control Externo (External Quality Assessment (EQA)) en Laboratorios Clínicos para los siguientes parámetros:

Acetilmorfina, Anfetaminas, Barbitúricos, Benzodiazepinas, Buprenorfina, Canabinoides, Cocaína, Metadona, Opiáceos, Antidepresivos Tricíclicos

Para la mayoría de analitos, diferentes valores de *screening cut-off* (ng/mL) están disponibles. Por favor seleccione el utilizado en su Laboratorio

en nuestra web en <https://teqa.esfeqa.eu>.

2. Descripción del Producto

Los controles son líquidos, listos para usar, basados en orina humana.

3. Almacenamiento y estabilidad

Las muestras deben ser almacenadas entre 2-8 °C. Son estables hasta por lo menos la fecha de procesamiento.

Después de reconstituidas, las muestras son estables por:

- 6 meses -20 °C
- 1 mes 2-8 °C

4. Sample Preparation and Analysis

Permita que la muestra se equilibre a temperatura ambiente por 15 minutos. Antes de usar invierta el vial para mezclar, no agite.

Las muestras deben ser tratadas tal como las muestras de pacientes y analizadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante del instrumento-Reactivo.

5. Envío de resultados

Por favor enviar sus resultados electrónicamente a ESFEQA accediendo a <https://teqa.esfeqa.eu>. Contacte su distribuidor local de programas ESFEQA o a ESFEQA directamente, si necesita asistencia con el registro en TEQA. Alternativamente, aunque no de preferencia, utilice el formato para envío fax disponible en la web. En ambos casos indique el instrumento y método utilizado para el análisis de las muestras.

6. Fecha límite de Reporte

La hora de cierre es (zona horaria GMT +1): De acuerdo al cronograma disponible online y/o entregado por su distribuidor local.

7. Reportes y Certificados

Los datos serán evaluados por ESFEQA. Los reportes individuales y certificados pueden ser obtenidos online a <https://teqa.esfeqa.eu>. Los reportes y certificados estarán disponibles entre las 3 semanas después de la fecha límite del envío de datos.

ESFEQA GmbH Siemensstr. 38
69123
Heidelberg
Germany

Phone: + 49 6221 894669-70
Fax: + 49 6221 894669-90
info@esfeqa.eu www.esfeqa.eu