



## Anticuerpos contra H. pylori (HPYL)

**Proveedor de EQA:** ESfEQA GmbH

**Heilberg**

**Coordinador de la encuesta:** Dr. D. Groche

### Instrucciones de uso

#### Notas:

Las muestras deben considerarse potencialmente infecciosas. Las precauciones habituales en el laboratorio para muestras potencialmente peligrosas se aplican a estas muestras.

Las donaciones de sangre utilizadas para la producción resultaron HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-HCV.

Las muestras deben ser utilizadas únicamente por personal cualificado.



**ADVERTENCIA:** Contiene metilisotiazolonas.

H317 Puede provocar una reacción alérgica cutánea.



Este producto contiene material de origen humano humano y debe considerarse potencialmente potencialmente infeccioso.

Varias tareas del programa de ensayos de aptitud pueden ocasionalmente a subcontratistas cualificados. Sin embargo, la ESfEQA es responsable ante los

participantes del trabajo del subcontratista.

Los resultados de los análisis de muestras sólo podrán divulgarse a colegas de otros laboratorios una vez concluido el periodo de testeo. Al inscribirse y participar en este EQA los participantes aceptan las condiciones generales de ESfEQA GmbH. Éstas pueden consultarse en línea en [www.esfeqa.eu](http://www.esfeqa.eu).

### 1. Uso previsto

Las muestras están destinadas a utilizarse como material de control cualitativo para la evaluación externa de la calidad (EQA) en laboratorios médicos para:

- anti-H. pylori IgA, IgG, and IgM
- anti-H. pylori Anticuerpos totales

### 2. Descripción del producto

Las muestras líquidas proceden de plasma humano defibrinado y están listas para su uso.

### 3. Almacenamiento y estabilidad

Las muestras deben almacenarse en posición vertical a 2-8 °C. Son estables al menos hasta la fecha límite de presentación de datos como se indica en las etiquetas de las muestras.

### 4. Preparación y análisis de las muestras

Deje que la muestra se equilibre a temperatura ambiente durante un mínimo de 15 minutos antes de realizar la prueba.

Justo antes de usar, agitar suavemente la muestra invirtiendo el vial varias veces. Todas las muestras deben tratarse del mismo modo que las muestras de pacientes y realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento y del reactivo.

### 5. Fechas y presentación de los resultados de las pruebas

Períodos de prueba: Consulte las etiquetas de las muestras. Los resultados pueden presentarse en cualquier momento dentro del período de prueba indicado en las etiquetas de las muestras. Envíe sus resultados electrónicamente a la ESfEQA en <https://teqa.esfeqa.eu>. Póngase en contacto con su distribuidor local de programas ESfEQA o directamente con la ESfEQA si necesita ayuda con el registro en TEQA. Alternativamente, aunque no es lo preferible, utilice el formulario de resultados proporcionado en el sitio web de la ESfEQA. En ambos casos, indique el instrumento y el método utilizados para el análisis de las muestras. En TEQA, todas las entradas se confirman pulsando el botón «confirmar». La transmisión correcta de los resultados se indica mediante «datos guardados».

### 6. Plazo de presentación de datos

Las fechas límite para la presentación de resultados se indican en las etiquetas de las muestras (zona horaria GMT +1).

### 7. Informes y certificados

Los datos serán evaluados por la ESfEQA. Los informes y certificados individuales de los laboratorios pueden consultarse en línea

#### IFU \_HPYL, Ver001

ESfEQA GmbH . Phone: + 49 6221 4166-700  
Siemensstr 38 Fax: + 49 6221 4166-790  
69123 Heidelberg info@esfeqa.eu  
Germany [www.esfeqa.eu](http://www.esfeqa.eu)