



Instruments:		DYMIND DH20, DH22, DH26					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0601 L		LOT: 1Z0601 N		LOT: 1Z0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,21 ± 0,50	1,71 - 2,71	6,74 ± 1,00	5,74 - 7,74	15,16 ± 2,50	12,66 - 17,66
LYMPH%	%	44,8 ± 9,0	35,9 - 53,8	32,7 ± 8,2	24,5 - 41	31,1 ± 17,1	14,0 - 48,2
GRAN%	%	51,1 ± 17,9	33,2 - 69,0	61,8 ± 9,3	52,5 - 71,0	67,4 ± 8,8	58,6 - 76,1
MID%	%	5,5 ± 4,7	0,8 - 10,2	3,9 ± 3,4	0,5 - 7,4	2,3 ± 2,0	0,3 - 4,4
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,99 ± 0,20	0,79 - 1,19	2,20 ± 0,55	1,65 - 2,75	4,71 ± 2,59	2,12 - 7,30
GRAN#	10 ⁹ /L	1,13 ± 0,40	0,73 - 1,53	4,16 ± 0,62	3,54 - 4,79	10,21 ± 1,33	8,88 - 11,54
MID#	10 ⁹ /L	0,12 ± 0,10	0,02 - 0,22	0,27 ± 0,23	0,03 - 0,50	0,35 ± 0,31	0,04 - 0,66
RBC	10 ¹² /L	2,57 ± 0,20	2,37 - 2,77	4,56 ± 0,30	4,26 - 4,86	5,75 ± 0,40	5,35 - 6,15
HGB	g/L	68 ± 6	62 - 74	127 ± 7	120 - 134	169 ± 8	161 - 177
	g/dL	6,8 ± 0,6	6,2 - 7,4	12,7 ± 0,7	12,0 - 13,4	16,9 ± 0,8	16,1 - 17,7
HCT	%	23,0 ± 3,0	20,0 - 26,0	41,4 ± 4,0	37,4 - 45,4	52,8 ± 4,5	48,3 - 57,3
MCV	fL	89,7 ± 6,0	83,7 - 95,7	90,7 ± 6,0	84,7 - 96,7	91,8 ± 6,0	85,8 - 97,8
MCH	pg	26,4 ± 3,8	22,6 - 30,2	27,9 ± 3,8	24,1 - 31,7	29,4 ± 3,8	25,6 - 33,2
MCHC	g/L	295 ± 48	247 - 343	307 ± 48	259 - 355	320 ± 48,0	272 - 368
	g/dL	29,5 ± 4,8	24,7 - 34,3	30,7 ± 4,80	25,9 - 35,5	32,0 ± 4,8	27,2 - 36,8
RDW-CV	%	13,2 ± 5,0	8,2 - 18,2	13,1 ± 5,0	8,1 - 18,1	13,1 ± 5,00	8,1 - 18,1
RDW-SD	fL	45,0 ± 10,0	35,0 - 55,0	44,8 ± 10,0	34,8 - 54,8	47,2 ± 10,0	37,2 - 57,2
PLT	10 ⁹ /L	64 ± 25	39 - 89	217 ± 45	172 - 262	394 ± 65	329 - 459
MPV	fL	9,1 ± 3,0	6,1 - 12,1	9,4 ± 3,0	6,42 - 12,43	9,5 ± 3,0	6,5 - 12,5
PDW	%	11,6 ± 3,0	8,6 - 14,6	12,1 ± 3,0	9,1 - 15,0	12,6 ± 3,0	9,6 - 15,6
PCT	%	0,058 ± 0,050	0,008 - 0,108	0,205 ± 0,100	0,105 - 0,305	0,373 ± 0,200	0,173 - 0,573



