

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 1Z0601

05-12-2026

Instruments: DYMIND DH-31, DH-33, DH-36, DH-36VET ,BIOTA Vabio360							
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0601 L		LOT: 1Z0601 N		LOT: 1Z0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,34 ± 0,50	1,84 - 2,84	7,07 ± 1,00	6,07 - 8,07	15,22 ± 2,50	12,72 - 17,72
LYMPH%	%	41,0 ± 8,2	32,8 - 49,2	31,5 ± 7,9	23,6 - 39,4	25,7 ± 14,1	11,6 - 39,8
GRAN%	%	50,6 ± 17,7	32,9 - 68,3	61,0 ± 9,1	51,9 - 70,1	69,2 ± 9,0	60,2 - 78,2
MID%	%	8,4 ± 7,1	1,3 - 15,5	7,5 ± 6,5	1,0 - 14,0	5,2 ± 4,5	0,7 - 9,7
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,96 ± 0,19	0,77 - 1,15	2,23 ± 0,56	1,67 - 2,79	3,91 ± 2,15	1,76 - 6,06
GRAN#	10 ⁹ /L	1,18 ± 0,41	0,77 - 1,59	4,31 ± 0,65	3,66 - 4,96	10,53 ± 1,58	8,95 - 12,11
MID#	10 ⁹ /L	0,20 ± 0,17	0,03 - 0,37	0,53 ± 0,46	0,07 - 0,99	0,79 ± 0,68	0,11 - 1,47
RBC	10 ¹² /L	2,59 ± 0,20	2,39 - 2,79	4,54 ± 0,30	4,24 - 4,84	5,71 ± 0,40	5,31 - 6,11
HGB	g/L	71 ± 6	65 - 77	127 ± 7	120 - 134	167 ± 8	159 - 175
HCT	%	22,7 ± 3,0	19,7 - 25,7	41,3 ± 4,0	37,3 - 45,3	54,3 ± 4,5	49,8 - 58,8
MCV	fL	87,6 ± 6,0	81,6 - 93,6	90,9 ± 6,0	84,9 - 96,9	95,1 ± 6,0	89,1 - 101,1
MCH	pg	27,3 ± 3,8	23,5 - 31,1	27,9 ± 3,8	24,1 - 31,7	29,2 ± 3,8	25,4 - 33,0
MCHC	g/L	312 ± 48	264 - 360	307 ± 48	259 - 355	307 ± 48	259 - 355
RDW-CV	%	17,0 ± 5,0	12,0 - 22,0	17,1 ± 5,0	12,1 - 22,1	17,6 ± 5,0	12,6 - 22,6
RDW-SD	fL	49,7 ± 10,0	39,7 - 59,7	51,6 ± 10,0	41,6 - 61,6	56,0 ± 10,0	46,0 - 66,0
Plt	10 ⁹ /L	71 ± 25	46 - 96	221 ± 45	176 - 266	392 ± 65	327 - 457
MPV	fL	9,3 ± 3,0	6,3 - 12,3	9,5 ± 3,0	6,5 - 12,5	9,8 ± 3,0	6,8 - 12,8
PDW	%	17,1 ± 3,0	14,1 - 20,1	17,3 ± 3,0	14,3 - 20,3	17,4 ± 3,0	14,4 - 20,4
PCT	%	0,066 ± 0,050	0,016 - 0,116	0,211 ± 0,100	0,111 - 0,311	0,383 ± 0,200	0,183 - 0,583

DIAGON Ltd.

48-52., Baross Str.

Budapest, Hungary

H-1047

