

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT: 1Z0601

Vizsgálati értékek és várható tartományok


05-12-2026

Instruments:		ABX MICROS 60, ABX MICROS ES 60 SIEMENS ADVIA 60					
		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0601 L		LOT: 1Z0601 N		LOT: 1Z0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,5 ± 0,5	2,0 - 3,0	7,3 ± 1,0	6,3 - 8,3	15,7 ± 2,5	13,2 - 18,2
RBC	10 ¹² /L	2,49 ± 0,20	2,29 - 2,69	4,41 ± 0,30	4,11 - 4,71	5,74 ± 0,40	5,34 - 6,14
Hgb	g/dL	7,3 ± 0,5	6,8 - 7,8	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	17,2 ± 0,8	16,4 - 18,0
	g/L	73 ± 5	68 - 78	130 ± 6	124 - 136	172 ± 8	164 - 180
Hct	%	18,6 ± 3,0	15,6 - 21,6	35,2 ± 4,5	30,7 - 39,7	48,8 ± 4,5	44,3 - 53,3
	L/L	0,186 ± 0,030	0,156 - 0,216	0,352 ± 0,045	0,307 - 0,397	0,488 ± 0,045	0,443 - 0,533
MCV	fL	75,0 ± 6,0	69,0 - 81,0	79,9 ± 6,0	73,9 - 85,9	85,0 ± 6,0	79,0 - 91,0
MCH	pg	29,5 ± 3,8	25,7 - 33,3	29,5 ± 3,8	25,7 - 33,3	30,0 ± 3,8	26,2 - 33,8
MCHC	g/dL	39,3 ± 4,8	34,5 - 44,1	37,0 ± 4,8	32,2 - 41,8	35,2 ± 4,8	30,4 - 40,0
	g/L	393 ± 48	345 - 441	370 ± 48	322 - 418	352 ± 48	304 - 400
RDW-CV	%	15,3 ± 5,0	10,3 - 20,3	15,3 ± 5,0	10,3 - 20,3	16,0 ± 5,0	11,0 - 21,0
Plt	10 ⁹ /L	79 ± 25	54 - 104	231 ± 45	186 - 276	404 ± 85	319 - 489
MPV	fL	8,6 ± 3,0	5,6 - 11,6	8,5 ± 3,0	5,5 - 11,5	8,5 ± 3,0	5,5 - 11,5
PDW		16,7 ± 3,0	13,7 - 19,7	17,3 ± 3,0	14,3 - 20,3	17,6 ± 3,0	14,6 - 20,6
PCT	%	0,065 ± 0,050	0,015 - 0,115	0,188 ± 0,100	0,088 - 0,288	0,336 ± 0,200	0,136 - 0,536
PCT	mL/L	0,65 ± 0,50	0,15 - 1,15	1,88 ± 1,00	0,88 - 2,88	3,36 ± 2,00	1,36 - 5,36
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,1 ± 0,5	0,6 - 1,6	2,6 ± 0,8	1,8 - 3,4	4,7 ± 1,4	3,3 - 6,1
MID#	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,6 ± 0,6	0,0 - 1,2	1,1 ± 1,1	0,0 - 2,2
GRAN#	10 ⁹ /L	1,2 ± 0,5	0,7 - 1,7	4,1 ± 1,2	2,9 - 5,3	9,9 ± 2,5	7,4 - 12,4
LYMPH%	%	47,3 ± 14,2	33,1 - 61,5	36,7 ± 11,0	25,7 - 47,7	30,0 ± 9,0	21,0 - 39,0
MID%	%	8,3 ± 8,3	0,0 - 16,6	9,0 ± 9,0	0,0 - 18,0	7,4 ± 7,4	0,0 - 14,8
GRAN%	%	44,4 ± 15,5	28,9 - 59,9	54,3 ± 19,0	35,3 - 73,3	62,6 ± 21,9	40,7 - 84,5

DIAGON Ltd.

 48-52., Baross Str.
 Budapest, Hungary
 H-1047

IVD
