



Instruments:		NORMA ICON-3					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0601 L		LOT: 1Z0601 N		LOT: 1Z0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,9 ± 0,5	2,4 - 3,4	8,1 ± 1,0	7,1 - 9,1	17,9 ± 2,5	15,4 - 20,4
LYM%	%	31,5 ± 10,2	21,3 - 41,7	26,6 ± 11,7	14,9 - 38,3	23,0 ± 9,3	13,7 - 32,3
MID%	%	4,6 ± 10,5	0,0 - 15,1	7,2 ± 7,6	0,0 - 14,8	6,8 ± 5,1	1,7 - 11,9
GRA%	%	67,1 ± 15,9	51,2 - 83,0	65,5 ± 17,1	48,4 - 82,6	69,7 ± 16,7	53,0 - 86,4
LYM#	10 ⁹ /L	0,9 ± 0,3	0,6 - 1,2	2,2 ± 1,0	1,2 - 3,2	4,1 ± 2,5	1,6 - 6,6
MID#	10 ⁹ /L	0,1 ± 0,4	0,0 - 0,5	0,6 ± 0,6	0,0 - 1,2	1,2 ± 0,8	0,4 - 2,0
GRA#	10 ⁹ /L	1,9 ± 0,5	1,4 - 2,4	5,3 ± 0,7	4,6 - 6,0	12,5 ± 3,5	9,0 - 16,0
RBC	10 ¹² /L	2,43 ± 0,20	2,23 - 2,63	4,13 ± 0,30	3,83 - 4,43	5,59 ± 0,40	5,19 - 5,99
HGB	g/L	71 ± 5	66 - 76	130 ± 6	124 - 136	167 ± 8	159 - 175
	g/dL	7,1 ± 0,5	6,6 - 7,6	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	16,7 ± 0,8	15,9 - 17,5
HCT	%	19,2 ± 3,0	16,2 - 22,2	37,4 ± 4,0	33,4 - 41,4	49,0 ± 4,5	44,5 - 53,5
MCV	fL	79,0 ± 6,0	73,0 - 85,0	90,7 ± 6,0	84,7 - 96,7	87,5 ± 6,0	81,5 - 93,5
MCH	pg	30,3 ± 3,8	26,5 - 34,1	31,5 ± 3,8	27,7 - 35,3	29,8 ± 3,8	26,0 - 33,6
MCHC	g/L	370 ± 48	322 - 418	347 ± 48	299 - 395	341 ± 48,0	293 - 389
	g/dL	37,0 ± 4,8	32,2 - 41,8	34,7 ± 4,8	29,9 - 39,5	34,1 ± 4,8	29,3 - 38,9
RDW-sd	fL	41,0 ± 10,0	31,0 - 51,0	42,0 ± 10,0	32,0 - 52,0	45,4 ± 10,0	35,4 - 55,4
RDW-cv	%	16,1 ± 5,0	11,1 - 21,1	15,6 ± 5,0	10,6 - 20,6	15,9 ± 5,0	10,9 - 20,9
PLT	10 ⁹ /L	109 ± 25	84 - 134	253 ± 45	208 - 298	429 ± 65	364 - 494
PCT	%	0,078 ± 0,050	0,028 - 0,128	0,189 ± 0,100	0,089 - 0,294	0,338 ± 0,200	0,138 - 0,538
MPV	fL	7,2 ± 3,0	4,2 - 10,2	7,5 ± 3,0	4,5 - 10,4	7,9 ± 3,0	4,9 - 10,9
PDWcv	%	39,1 ± 3,0	36,1 - 42,1	34,9 ± 3,0	31,9 - 37,9	34,3 ± 3,0	31,3 - 37,3

