


REVISED ON JUN 26

Instruments:		Dirui BCC Series					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0601 L		LOT: 1Z0601 N		LOT: 1Z0601 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,0 ± 0,5	1,5 - 2,5	5,9 ± 1,0	4,9 - 6,9	12,5 ± 2,5	10,0 - 15,0
RBC	10 ¹² /L	2,42 ± 0,20	2,22 - 2,62	4,37 ± 0,30	4,07 - 4,67	5,58 ± 0,40	5,18 - 5,98
HGB	g/L	71 ± 5	66 - 76	130 ± 6	124 - 136	170 ± 8	162 - 178
	g/dL	7,1 ± 0,5	6,6 - 7,6	13,0 ± 0,6	12,4 - 13,6	17,0 ± 0,8	16,2 - 17,8
HCT	%	17,6 ± 3,0	14,6 - 20,6	33,8 ± 4,0	29,8 - 37,8	44,9 ± 4,5	40,4 - 49,4
MCV	fL	72,6 ± 6,0	66,6 - 78,6	77,5 ± 6,0	71,5 - 83,5	80,4 ± 6,0	74,4 - 86,4
MCH	pg	29,3 ± 3,8	25,5 - 33,1	29,8 ± 3,8	26,0 - 33,6	30,5 ± 3,8	26,7 - 34,3
MCHC	g/L	404 ± 48	356 - 452	384 ± 48	336 - 432	379 ± 48,0	331 - 427
	g/dL	40,4 ± 4,8	35,6 - 45,2	38,4 ± 4,8	33,6 - 43,2	37,9 ± 4,8	33,1 - 42,7
RDW-SD	fL	33,8 ± 8,0	25,8 - 41,8	36,0 ± 9,0	27,0 - 45,0	37,8 ± 10,0	27,9 - 47,8
RDW-CV	%	15,5 ± 5,0	10,5 - 20,5	15,1 ± 5,0	10,1 - 20,1	15,7 ± 5,0	10,7 - 20,7
PLT	10 ⁹ /L	80 ± 25	55 - 105	247 ± 45	202 - 292	435 ± 65	370 - 500
MPV	fL	11,1 ± 3,0	8,1 - 14,1	11,4 ± 3,0	8,43 - 14,43	11,8 ± 3,0	8,8 - 14,8
PDW	%	16,0 ± 3,0	13,0 - 19,0	16,4 ± 3,0	13,5 - 19,4	17,6 ± 3,0	14,6 - 20,6
PCT	%	0,088 ± 0,050	0,038 - 0,138	0,282 ± 0,100	0,182 - 0,382	0,515 ± 0,200	0,315 - 0,715
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,9 ± 0,3	0,6 - 1,3	2,2 ± 0,8	1,4 - 2,9	3,8 ± 2,9	0,9 - 6,7
MID#	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,7 ± 0,6	0,1 - 1,3	1,2 ± 1,0	0,2 - 2,2
GRAN#	10 ⁹ /L	0,9 ± 0,3	0,6 - 1,2	3,0 ± 0,5	2,6 - 3,5	7,5 ± 3,8	3,7 - 11,3
LYMPH%	%	45,0 ± 11,3	33,8 - 56,3	37,3 ± 13,1	24,24 - 50,34	30,4 ± 9,50	20,90 - 39,90
MID%	%	10,0 ± 7,5	2,5 - 17,5	11,9 ± 9,5	2,37 - 21,36	9,6 ± 5,60	4,00 - 15,20
GRAN%	%	45,0 ± 15,8	29,3 - 60,8	50,8 ± 10,2	40,68 - 61,02	60,0 ± 16,50	43,50 - 76,50


 DIAGON Ltd
 48-52.Baross Str.
 Budapest, Hungary
 H-1047
