

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES
LOT: 1Z0901

Vizsgálati értékek és várható tartományok


05-03-2027

Instruments: DIATRON Abacus 380, 3CT, Aquarius 3, HUMACOUNT, Erba Elite3							
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0901 L		LOT: 1Z0901 N		LOT: 1Z0901 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,46 ± 0,70	1,76 - 3,16	7,48 ± 1,20	6,28 - 8,68	16,84 ± 2,50	14,34 - 19,34
RBC	10 ¹² /L	2,43 ± 0,20	2,23 - 2,63	4,49 ± 0,35	4,14 - 4,84	5,74 ± 0,45	5,29 - 6,19
Hgb	g/dL	7,0 ± 0,5	6,5 - 7,5	13,8 ± 0,7	13,1 - 14,5	18,1 ± 0,9	17,2 - 19,0
	g/L	70 ± 5	65 - 75	138 ± 7	131 - 145	181 ± 9	172 - 190
Hct	%	20,9 ± 3,0	17,9 - 23,9	41,4 ± 4,5	36,9 - 45,9	54,9 ± 4,5	50,4 - 59,4
	L/L	0,209 ± 0,030	0,179 - 0,239	0,414 ± 0,045	0,369 - 0,459	0,549 ± 0,045	0,504 - 0,594
MCV	fL	86,0 ± 6,0	80,0 - 92,0	92,4 ± 6,0	86,4 - 98,4	95,6 ± 6,0	89,6 - 101,6
MCH	pg	28,7 ± 3,8	24,9 - 32,5	30,7 ± 3,8	26,9 - 34,5	31,5 ± 3,8	27,7 - 35,3
MCHC	g/dL	33,4 ± 4,8	28,6 - 38,2	33,3 ± 4,8	28,5 - 38,1	32,9 ± 4,8	28,1 - 37,7
	g/L	334 ± 48	286 - 382	333 ± 48	285 - 381	329 ± 48	281 - 377
RDW-CV	%	18,5 ± 5,0	13,5 - 23,5	18,6 ± 5,0	13,6 - 23,6	18,8 ± 5,0	13,8 - 23,8
Plt	10 ⁹ /L	73 ± 25	48 - 98	220 ± 50	170 - 270	446 ± 85	361 - 531
MPV	fL	9,0 ± 3,0	6,0 - 12,0	9,3 ± 3,0	6,3 - 12,3	9,8 ± 3,0	6,8 - 12,8
PDW	%	38,9 ± 10,0	28,9 - 48,9	40,4 ± 10,0	30,4 - 50,4	41,1 ± 10,0	31,1 - 51,1
PCT	%	0,07 ± 0,05	0,02 - 0,12	0,20 ± 0,10	0,10 - 0,30	0,44 ± 0,20	0,24 - 0,64
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,01 ± 0,51	0,50 - 1,52	2,24 ± 0,67	1,57 - 2,91	3,96 ± 1,98	1,98 - 5,94
MID#	10 ⁹ /L	0,19 ± 0,19	0,00 - 0,38	0,86 ± 0,73	0,13 - 1,59	1,95 ± 1,46	0,49 - 3,41
GRAN#	10 ⁹ /L	1,26 ± 0,38	0,88 - 1,64	4,38 ± 1,31	3,07 - 5,69	10,93 ± 3,28	7,65 - 14,21
LYMPH%	%	41,1 ± 22,6	18,5 - 63,7	30,0 ± 9,0	21,0 - 39,0	23,5 ± 11,7	11,8 - 35,2
MID%	%	7,7 ± 7,7	0,0 - 15,4	11,4 ± 6,3	5,1 - 17,7	11,6 ± 5,8	5,8 - 17,4
GRAN%	%	51,2 ± 17,9	33,3 - 69,1	58,6 ± 17,6	41,0 - 76,2	64,9 ± 19,5	45,4 - 84,4