



Instruments:		Dirui BCC Series					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0901 L		LOT: 1Z0901 N		LOT: 1Z0901 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ±	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,1 ± 0,5	1,6 - 2,6	6,4 ± 1,0	5,4 - 7,4	14,2 ± 2,5	11,7 - 16,7
RBC	10 ¹² /L	2,37 ± 0,20	2,17 - 2,57	4,37 ± 0,30	4,07 - 4,67	5,56 ± 0,40	5,16 - 5,96
HGB	g/L	69 ± 5	64 - 74	135 ± 6	129 - 141	173 ± 8	165 - 181
	g/dL	6,9 ± 0,5	6,4 - 7,4	13,5 ± 0,6	12,9 - 14,1	17,3 ± 0,8	16,5 - 18,1
HCT	%	16,8 ± 3,0	13,8 - 19,8	34,1 ± 4,0	30,1 - 38,1	44,4 ± 4,5	39,9 - 48,9
MCV	fL	70,9 ± 6,0	64,9 - 76,9	78,0 ± 6,0	72,0 - 84,0	79,9 ± 6,0	73,9 - 85,9
MCH	pg	29,1 ± 3,8	25,3 - 32,9	30,8 ± 3,8	27,0 - 34,6	31,1 ± 3,8	27,3 - 34,9
MCHC	g/L	411 ± 48	363 - 459	395 ± 48	347 - 443	390 ± 48,0	342 - 438
	g/dL	41,1 ± 4,8	36,3 - 45,9	39,5 ± 4,8	34,7 - 44,3	39,0 ± 4,8	34,2 - 43,8
RDW-SD	fL	32,7 ± 8,0	24,7 - 40,7	36,0 ± 9,0	27,0 - 45,0	37,1 ± 10,0	27,1 - 47,1
RDW-CV	%	14,6 ± 5,0	9,6 - 19,6	14,2 ± 5,0	9,2 - 19,2	14,4 ± 5,0	9,4 - 19,4
PLT	10 ⁹ /L	78 ± 25	53 - 103	229 ± 45	184 - 274	433 ± 65	368 - 498
MPV	fL	11,0 ± 3,0	8,0 - 14,0	11,4 ± 3,0	8,43 - 14,43	12,0 ± 3,0	9,0 - 15,0
PDW	%	16,3 ± 3,0	13,3 - 19,3	16,9 ± 3,0	13,9 - 19,8	18,0 ± 3,0	15,0 - 21,1
PCT	%	0,085 ± 0,050	0,035 - 0,135	0,262 ± 0,100	0,162 - 0,362	0,518 ± 0,200	0,318 - 0,718
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,0 ± 0,4	0,6 - 1,3	2,4 ± 0,8	1,6 - 3,2	4,3 ± 2,9	1,4 - 7,2
MID#	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,8 ± 0,6	0,2 - 1,4	1,4 ± 1,0	0,4 - 2,4
GRAN#	10 ⁹ /L	0,9 ± 0,3	0,6 - 1,3	3,2 ± 0,5	2,8 - 3,7	8,5 ± 3,8	4,7 - 12,3
LYMPH%	%	45,4 ± 11,3	34,0 - 56,7	37,3 ± 13,1	24,24 - 50,35	30,4 ± 9,50	20,87 - 39,87
MID%	%	10,0 ± 7,5	2,5 - 17,5	11,9 ± 9,5	2,38 - 21,42	9,6 ± 5,60	4,00 - 15,20
GRAN%	%	44,6 ± 15,6	29,0 - 60,2	50,8 ± 10,2	40,67 - 61,01	60,0 ± 16,50	43,49 - 76,49

