

ASSAY VALUES AND EXPECTED RANGES

Vizsgálati értékek és várható tartományok

LOT: 1Z0901

05-03-2027

Instruments: Mindray BC-3200, BC-3600, BC-3000Plus, BC2900, BC-2800, BC-1800							
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0901 L		LOT: 1Z0901 N		LOT: 1Z0901 H	
		Mean ± Limit	Range	Mean ± Limit	Range	Mean ± Limit	Range
			Variation		Variation		Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,8 ± 0,5	2,3 - 3,3	8,5 ± 1,0	7,5 - 9,5	18,9 ± 2,5	16,4 - 21,4
RBC	10 ¹² /L	2,47 ± 0,20	2,27 - 2,67	4,48 ± 0,30	4,18 - 4,78	5,66 ± 0,40	5,26 - 6,06
HGB	g/dL	7,1 ± 0,5	6,6 - 7,6	13,7 ± 0,6	13,1 - 14,3	17,6 ± 0,8	16,8 - 18,4
	g/L	71 ± 5	66 - 76	137 ± 6	131 - 143	176 ± 8	168 - 184
HCT	%	19,3 ± 3,0	16,3 - 22,3	37,9 ± 4,0	33,9 - 41,9	49,7 ± 4,5	45,2 - 54,2
MCV	fL	78,0 ± 6,0	72,0 - 84,0	84,6 ± 6,0	78,6 - 90,6	87,8 ± 6,0	81,8 - 93,8
MCH	pg	28,9 ± 3,8	25,1 - 32,7	30,6 ± 3,8	26,8 - 34,4	31,2 ± 3,8	27,4 - 35,0
MCHC	g/dL	37,0 ± 4,8	32,2 - 41,8	36,2 ± 4,8	31,4 - 41,0	35,5 ± 4,8	30,7 - 40,3
	g/L	370 ± 48	322 - 418	362 ± 48	314 - 410	355 ± 48	307 - 403
RDW-SD	fL	39,9 ± 8,0	31,9 - 47,9	42,6 ± 9,0	33,6 - 51,6	45,0 ± 10,0	35,0 - 55,0
RDW-CV	%	14,6 ± 5,0	9,6 - 19,6	14,5 ± 5,0	9,5 - 19,5	14,7 ± 5,0	9,7 - 19,7
Plt	10 ⁹ /L	85 ± 25	60 - 110	230 ± 45	185 - 275	453 ± 65	388 - 518
MPV	fL	9,0 ± 3,0	6,0 - 12,0	9,1 ± 3,0	6,1 - 12,1	9,3 ± 3,0	6,3 - 12,3
PDW	%	15,9 ± 3,0	12,9 - 18,9	16,0 ± 3,0	13,0 - 19,0	16,0 ± 3,0	13,0 - 19,0
PCT	%	0,078 ± 0,050	0,028 - 0,128	0,209 ± 0,100	0,109 - 0,309	0,421 ± 0,200	0,221 - 0,621
LYMPH#	10 ⁹ /L	1,1 ± 0,3	0,8 - 1,4	2,5 ± 0,9	1,6 - 3,4	4,8 ± 2,6	2,2 - 7,4
MID#	10 ⁹ /L	0,2 ± 0,2	0,0 - 0,4	0,7 ± 0,5	0,2 - 1,2	1,1 ± 0,9	0,2 - 2,0
GRAN#	10 ⁹ /L	1,5 ± 0,6	0,9 - 2,1	5,3 ± 1,8	3,5 - 7,1	13,0 ± 3,9	9,1 - 16,9
LYMPH%	%	39,8 ± 10,0	29,8 - 49,8	30,1 ± 10,5	19,6 - 40,6	25,1 ± 8,8	16,3 - 33,9
MID%	%	7,9 ± 5,9	2,0 - 13,8	7,9 ± 6,3	1,6 - 14,2	6,1 ± 4,9	1,2 - 11,0
GRAN%	%	52,3 ± 18,3	34,0 - 70,6	62,0 ± 18,6	43,4 - 80,6	68,8 ± 17,2	51,6 - 86,0

 DIAGON Ltd.
 48-52., Baross Str.
 Budapest, Hungary
 H-1047


IVD

