



Instruments:		Rayto RT-7600s, RT-7200, HA-22, Linear STEL 3, SFRI Countender 20 & 30					
Parameter		CONTROL "Low"		CONTROL "Normal"		CONTROL "High"	
		LOT: 1Z0901 L		LOT: 1Z0901 N		LOT: 1Z0901 H	
		Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation	Mean ± Limit	Range Variation
WBC	10 ⁹ /L	2,41 ± 0,50	1,91 - 2,91	7,19 ± 1,00	6,19 - 8,19	15,64 ± 2,50	13,14 - 18,14
RBC	10 ¹² /L	2,41 ± 0,20	2,21 - 2,61	4,42 ± 0,30	4,12 - 4,72	5,55 ± 0,40	5,15 - 5,95
HGB	g/dL	7,1 ± 0,5	6,6 - 7,6	13,9 ± 0,6	13,3 - 14,5	17,8 ± 0,8	17,0 - 18,6
HCT	%	21,3 ± 3,0	18,3 - 24,3	41,0 ± 4,0	37,0 - 45,0	50,7 ± 4,5	46,2 - 55,2
MCV	fL	88,4 ± 6,0	82,4 - 94,4	92,8 ± 6,0	86,8 - 98,8	91,4 ± 6,0	85,4 - 97,4
MCH	pg	29,5 ± 3,8	25,7 - 33,3	31,4 ± 3,8	27,6 - 35,2	32,1 ± 3,8	28,3 - 35,9
MCHC	g/dL	33,3 ± 4,8	28,5 - 38,1	33,9 ± 4,8	29,1 - 38,7	35,1 ± 4,8	30,3 - 39,9
RDW-CV	%	14,2 ± 5,0	9,2 - 19,2	14,5 ± 5,0	9,5 - 19,5	14,7 ± 5,0	9,7 - 19,7
PLT	10 ⁹ /L	96 ± 30	66 - 126	221 ± 45	176 - 266	411 ± 65	346 - 476
MPV	fL	7,26 ± 3,00	4,26 - 10,26	7,47 ± 3,00	4,47 - 10,48	8,29 ± 3,00	5,29 - 11,29
PDW	%	16,57 ± 4,00	12,57 - 20,57	16,07 ± 4,00	12,12 - 20,02	17,79 ± 3,00	14,79 - 20,84
PCT	%	0,070 ± 0,050	0,020 - 0,120	0,165 ± 0,100	0,065 - 0,265	0,341 ± 0,200	0,141 - 0,541
LYMPH#	10 ⁹ /L	0,97 ± 0,30	0,67 - 1,27	2,14 ± 0,74	1,40 - 2,88	3,81 ± 2,10	1,71 - 5,91
MID#	10 ⁹ /L	0,18 ± 0,17	0,01 - 0,35	0,49 ± 0,40	0,09 - 0,89	1,23 ± 0,92	0,31 - 2,15
GRAN#	10 ⁹ /L	1,26 ± 0,50	0,76 - 1,76	4,56 ± 0,68	3,88 - 5,24	10,60 ± 3,18	7,42 - 13,78
LYMPH%	%	40,2 ± 10,1	30,1 - 50,3	29,8 ± 10,4	19,4 - 40,2	24,4 ± 8,5	15,9 - 32,9
MID%	%	7,6 ± 5,7	1,9 - 13,3	6,8 ± 5,3	1,5 - 12,1	7,8 ± 6,3	1,5 - 14,1
GRAN%	%	52,2 ± 13,1	39,2 - 65,3	63,4 ± 12,7	50,7 - 76,1	67,8 ± 10,2	57,6 - 78,0

